

# まめクリロン

「まめクリロン」とは、クリロン化成の製品情報や各営業所の紹介など、製品だけじゃないクリロン化成の豆知識を盛り込んだ女性のみで作り上げた情報紙、通称『まめクリ』です。

## 真空袋の使い道は 野菜やお肉の真空だけだと思っていませんか??

実は意外な採用事例があるんです!

一般的には・・・

右の写真のようにカット野菜・お肉・魚などを真空するイメージがありますよね。



こんな使い方もあるんです!



### 活イカ

タイプ：NXH

サイズ：120  $\mu$ m×250mm×630mm

酸素水を入れて生きたままのイカを袋詰めしています!

他社品使用していましたが、規格原反サイズのNXHタイプに変更。小ロット・低コストになり採用!!



### たい焼き

タイプ：NXJ

サイズ：60  $\mu$ m×160mm×140mm

屋台でよく見るたい焼きも弊社品に入れて売られています。



PP製品を使用していましたが、酸素を通しにくいナイロンポリに変更。冷凍ヤケが改善になり採用!!



### 一斗缶内袋

しん重もん SE-4050

しん重もんは規格製品の中でも大きいサイズを取り揃えております。

一斗缶や段ボールの内袋としての使用実績があります。在庫がある場合、12時までのご注文で当日出荷します!

※しん重もんは外層がNYであるため、滑り性が悪い傾向にありますので、実機にてお試しください。滑り性の良い外層PEのNKタイプ(別注品)もお勧めです。



調味料等のパウダー類や練りごま・マスタード等使用実績多数あり!!



社内にて回覧してご覧ください

# 食品以外にもこんな使い方が

## タオル圧縮用袋

チルドポーク KB-2030（真空のみ）  
サイズ：50 $\mu$ m × 200mm × 300mm

圧縮！

その他シリーズでバスタオルなど  
10cm以上厚みのある製品もあり。  
圧縮することで輸送コストも低減できます！

真空のみなら  
チルドポークが安価でお得！



## 医療用廃棄物処理袋

タイプ：NNL  
サイズ：130 $\mu$ m × 650mm × 800mm  
※着色フィルムに印刷をした別注品

医療産業廃棄物を処理する袋として使われています。  
高温で加熱殺菌された後、圧力をかけ潰します。  
厳しい使用条件にも、しなやかな強さが活かされています。

医療の現場でも  
クリロン品発見!!



透明性が高くきれいに見えるので  
購買意欲◎!!



## ビーズ保存袋

タイプ：NXJ  
サイズ：55 $\mu$ m × 150mm × 250mm

他社品からの切り替えで手芸用ビーズの  
保存袋にNXJが採用となりました！  
食品以外にも様々な用途で弊社品が使われています。

★袋のご相談は事務営業までお問い合わせください★

制作部署：東京営業課／編集者：名古屋営業所 伊藤



ユーザーの声をフィルムに表現する  
**クリロン化成株式会社**  
<https://www.kurilon.co.jp/>

北海道営業所 TEL：0134-29-0461  
東北営業所 TEL：022-217-0288  
東京営業課 TEL：03-3377-7811  
名古屋営業所 TEL：052-733-3773

大阪営業課 TEL：06-6328-6951  
岡山営業所 TEL：086-282-1181  
九州営業所 TEL：092-720-6565

まめクリロンのバックナンバーは、HPからもご覧いただけます。→

