

まめクリロン

「まめクリロン」とは、クリロン化成の製品情報や各営業所の紹介など、製品だけじゃないクリロン化成の豆知識を盛り込んだ女性のみで作り上げた情報紙、通称『まめクリ』です。

トレーごと入れて真空する場合、
袋のサイズはどうやって計算するの？



袋サイズ 計算方法【チューブ袋】

幅 = トレーの幅 + 高さ + 10~20mm程度

ぴったりだと
入らない為

長さ = トレーの長さ + 高さ + 50mm程度

シールしやすく
する為



袋サイズ 計算方法【三方袋】


幅 = トレーの幅 + 高さ + 10~20mm程度 + 16mm程度

長さ = トレーの長さ + 高さ + 50mm程度



三方袋の場合は幅にサイドシール分をプラスして計算するようにご注意ください！
※当社、彊美人の場合はサイドシール8mm×2=16mmをプラス

$130\text{mm} + 30\text{mm} + 10\sim 20\text{mm} = \text{幅 } 170\sim 180\text{mm}$



50mm

+

30mm

= 長さ 280mm

+

200mm



・170mm×280mm

・180mm×280mm

トレーの形状や内容物の高さによっては
上記より前後する場合がございますので
サンプルでお試しくささい。

変わった形のトレーではどうなるの？ 試してみました！

皿状トレー/直径170mm、高さ20mm

内容物/鯛のお刺身

袋の推奨サイズ/幅200mm～210mm×ピッチ240mm



GT-1823
60μ×180mm×230mm

サイドはジャストサイズ。
ジャストサイズのため、
作業性には不安あり。



GT-2022
60μ×200mm×220mm

幅にゆとりがあるサイズ。
ピッチが推奨より20mm
短い、シールも出来る。

推奨



GT-2025
60μ×200mm×250mm

幅・ピッチともに
ゆとりあるサイズ。

NG



GT-2020
60μ×200mm×200mm

ピッチが短すぎて
シールが出来ない。

高さのあるトレー/トレー上部: 130mm×190mm
/トレー底部: 90mm×150mm
/トレー高さ: 50mm

内容物/冷凍パスタ

袋の推奨サイズ/幅190mm～200mm×ピッチ290mm
※トレー上部サイズをもとに計算



GT-1828
60μ×180mm×280mm

底部が小さいトレーの
ため、推奨より小さい袋
でも十分対応可能！



GT-1930
60μ×190mm×300mm

ゆとりあるサイズ。
ピッチが少し長く感じる。



GT-2028
60μ×200mm×280mm

ピッチは良いが、
幅が余る印象。

シグマチューブの
サイズが増え、
より細かなニーズに
お応えできるよう
になりました！

サイズ選定にお困りの際やサンプルをご希望の場合は
お気軽に事務営業までお問い合わせください。



制作部署：九州営業所／編集者：名古屋営業所 伊藤

